

Software Version 2.00.18

Plate Number Plate 1
Date 3/4/2025
Time 3:03:43 PM
Reader Type: FLx800
Reader Serial Number: 156687
Reading Type Reader

Procedure Details

Plate Type 384 WELL PLATE
Read Luminescence Endpoint
Full Plate
Integration Time: 2.0 (SS.s)
Filter Set 1
Emission: 460/40
Optics: Top, Gain: 135
Read Speed: Normal

Results

	1	2	3	4	5	6
A	297	317	238	246	257	309
B	314	231	237	221	275	268
C	229	283	329	232	263	244
D	284	252	227	255	248	266
E	260	298	270	294	297	262
F	246	248	270	272	262	322
G	273	248	274	257	270	237
H	240	247	261	275	270	273
I	233	249	243	253	254	243
J	289	262	247	293	301	243
K	235	266	272	313	266	304
L	296	269	251	256	259	258
M	243	272	322	230	267	267
N	251	247	262	256	207	242
O	270	253	253	305	257	213
P	238	269	239	228	295	222

Sample	Trial 1	Trial 2	Trial 3
Water	293	283	259
10 ¹	263	245	258
10 ²	260	236	261
10 ³	229	250	261
10 ⁴	285	264	291
10 ⁵	273	207	330
10 ⁶	241	294	309
10 ⁷	290	272	263
10 ⁸	215	246	237

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
277	255	234	255	284	290	294	230	282	304
276	243	288	318	248	257	260	261	273	280
309	252	257	269	296	282	289	278	235	289
256	275	217	292	274	254	301	244	245	268
260	230	322	295	272	269	288	287	246	254
261	400	288	302	280	275	233	271	330	480
257	328	271	298	276	277	203	288	292	265
258	254	268	254	221	255	299	264	258	215
273	237	247	216	266	228	293	297	245	290
252	240	291	258	263	258	261	259	267	241
330	295	267	236	248	267	247	226	243	273
248	252	276	267	242	275	247	293	264	285
274	271	272	270	250	255	257	266	278	229
291	281	262	278	250	285	247	283	258	260
245	253	263	270	276	257	223	280	231	263
272	249	229	258	270	271	277	229	308	293

17	18	19	20	21	22	23	24	
240	326	266	261	276	247	267	270	460/40
301	261	299	229	288	219	247	228	460/40
286	241	256	282	255	269	307	273	460/40
294	265	270	258	246	237	252	301	460/40
260	276	258	252	254	274	222	288	460/40
269	256	264	308	267	266	261	227	460/40
266	289	232	285	310	225	291	283	460/40
246	237	275	276	267	285	308	264	460/40
272	263	228	235	259	258	341	257	460/40
294	309	253	289	263	263	275	252	460/40
207	330	274	251	269	325	258	258	460/40
264	291	256	237	248	220	315	264	460/40
250	261	238	296	270	288	246	292	460/40
236	261	260	293	309	234	259	266	460/40
245	258	274	259	252	295	305	291	460/40
283	259	273	249	260	317	247	266	460/40